



Kojinyčių nėrimo instrukcija (jei kojinytę mezgate, būtume dėkingi, kad ji maždaug atitiktų neriamų kojinyčių dydį)



Kojinytės dydis - ~6x5 cm (žr. nuotrauką)

Grandinėle iš 20 akių

1 eilutė – žemas stulpelis į antrą akį nuo kabliuko – 19 žemų stulpelių, 1 grandinėle (19)

2 eilutė- 19 žemų stulpelių, keičiam siūlą į kitą spalvą - 1 grandinėle (19)

3-4 eilutės - 19 žemų stulpelių, keičiam siūlą į pagrindę kojinytės spalvą - 1 grandinėle (19)

5-10 eilutės – 19 žemų stulpelių, 1 grandinėle (19)

11 eilutė – 13 žemų stulpelių, 1 grandinėle (13)

12-17 eilutės – 6 žemi stulpeliai, 1 grandinėle (6)

Nukerpam siūlą

18 eilutė - pradėdam nerti nuo dešinės kojinytės pusės į kairę (žr. Nuotrauką) - žemas stulpelis į kiekvieną akį – turi gautis

32 akys naujoje eilutėje, 1 grandinėle (32)



19-21 eilutė - 32 žemi stulpeliai, 1 grandinėle (32)

22 eilutė – nuėmimas, 13 žemų stulpelių, nuėmimas, 13 žemų stulpelių, nuėmimas, 1 grandinėle

23 eilutė - -- nuėmimas, 11 žemų stulpelių, nuėmimas, 11 žemų stulpelių, nuėmimas, 1 grandinėle

24 eilutė – nuėmimas, neriam žemais stulpeliais tol, kol eilutėje lieka tik dvi akys ir tada darom nuėmimą, 1 grandinėle, nukerpam siūlą

Sudėti mezginuką taip, kad gautųsi kojinytės forma (gerąja puse į vidų) ir susiūti.



Žmonių su Dauno sindromu
ir jų globėjų asociacija